

Pohranjivanje i rukovanje kontrolnom otopinom

- Za uvjete rada sustava pogledajte upute za uporabu aparata
- Otisnuti rok valjanosti vrijedi za neotvorene kontrolne otopine, kada su pohranjene između 2 i 32 °C.
- Kontrolne otopine ne morate držati u hladnjaku. NEMOJTE zamrzavati kontrolnu otopinu.
- Na naljepnici bočice s kontrolnom otopinom zapišite datum otvaranja bočice. Kontrolnu otopinu treba odložiti u otpad 3 mjeseca nakon otvaranja bočice s kontrolnom otopinom (rok za uklanjanje) ili na datum isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici bočice, ovisno o tome što dolazi prije.
- Kontrolne otopine uzete iz hladnjaka morate najprije ostaviti da se prilagode sobnoj temperaturi (bez otvaranja bočice s kontrolnom otopinom).

- Kontrolna otopina može ostaviti mrlje na tkaninama. Uklonite mrlje vodom i sapunicom.

Izvođenje kontrolnog mjerenja

Testirajte kontrolne otopine na jednak način kao uzorke krvi. Za posebne upute pogledajte upute za uporabu aparata.

- Provjerite rok valjanosti na kutiji test traka. Ne koristite test trake kojima je istekao rok valjanosti.
- Smjestite aparat na ravnu površinu.
- Uklonite čep s bočice s kontrolnom otopinom. Obrisite vrh bočice krpom bez dlaka.
- Stenite bočicu dok se na vrhu ne pojavi kapljica.
- Dotaknite kapljicom **prednji rub** žutak prozračića test trake. Maknite bočicu s test trake kada se pojavi ▬. Nemojte stavljati kapljicu na vrh test trake.
- Obrisite vrh bočice krpom bez dlaka. Čvrsto zatvorite bočicu.
- Rezultat kontrolnog mjerenja prikazuje se na zaslonu. Izvadite i bacite iskoristvenu test traku prema propisima ustanove u kojoj radite.

Napomena: Ako se uz rezultat mjerenja na zaslonu NE pojavi simbol kontrolne bočice i trepereće L nastala je greška. Nemojte uvažiti taje rezultat kontrolnog mjerenja. Ponovite kontrolno mjerenje s novom test trakom.

Možete usporediti rezultate kontrole s prihvatljivim rasponom koji je otisnut na naljepnici kutije test trake. Ako je rezultat unutar prihvatljivog raspona, osiguran je ispravan rad sustava.

Ako se rezultat nalazi izvan prihvatljivog raspona ili ako se prikaže poruka o pogreški, ponovite kontrolno mjerenje. Ako se i drugi rezultat nalazi izvan prihvatljivog raspona ili ako se prikaže poruka o pogreški, obratite se našoj službi podrške za korisnike.

Izvori pogrešaka

Ako se rezultati nalaze izvan prihvatljivog raspona, nemojte upotrebljavati aparat dok ne riješite problem. Pokušajte riješiti problem pomoću sljedećeg popisa.

- Je li istekao rok valjanosti test traka ili kontrolnih otopina?
- Jeste li obrisali vrh bočice s kontrolnom otopinom prije uporabe?
- Jesu li poklopci na kutiji test traka i čep na bočici kontrolne otopine uvijek bili dobro zatvoreni?
- Je li test traka iskorištena odmah nakon vađenja iz kutije test traka?
- Jesu li test trake i kontrolne otopine čuvane na hladnom i suhom mjestu?
- Je li odabrana ispravna razina kontrolne otopine prilikom provođenja testa?
- Jeste li se pridržavali uputa?

Intervali mjerenja

Pridržavajte se propisa ustanove u kojoj radite u vezi s intervalima mjerenja.

Kontrolna mjerenja treba izvoditi:

- prvi put prije upotrebe aparata za testiranje glukoze u krvi pacijenta.
- u intervalima koje je propisala ustanova u kojoj radite.
- kada se otvori novo pakiranje test traka.
- kada je kutija test traka ostavljena otvorena.
- ako test trake nisu ispravno pohranjene.
- ako je rezultat mjerenja glukoze u krvi upitan.
- radi provjere rada sustava.
- ako ste ispuštili aparat.

Ustanova u kojoj radite može zahtijevati da se kontrolna mjerenja ispravno provedu **nakon** što se dogodi nešto od sljedećeg i **prije** nego što se nastavi mjerenje pacijenta:

- Prethodni rezultati kontrolnih mjerenja bili su izvan prihvatljivog raspona.
- Kontrolna mjerenja nisu provedeni u odgovarajućim intervalima.

Da bi se smatrali prihvatljivima, rezultati moraju biti unutar raspona naznačenog na naljepnici kutije test traka ili u skladu s propisima ustanove. Pacijente možete testirati nakon uspješnog provođenja mjerenja u odgovarajućim intervalima.

Komponenta	Kontrolna otopina, razina 1 (miska)	Kontrolna otopina, razina 2 (visoka)
Glukoza	0,06 %	0,30 %
Pufer	4,83 %	4,82 %
Biološka sol	3,39 %	3,38 %
Konzervans	0,30 %	0,30 %
Nereaktivni sastojci	9,99 %	9,97 %
FD&C Blue #1	0,08 %	0,08 %
Postoci u težini/težini		

NAPOMENA

Značenje simbola pronaći ćete na kraju ove upute.

Dodatne informacije pronaći ćete na našim web- stranicama na adresi www.accu-chek.com ili se obratite našoj službi podrške za korisnike.

Prijava ozbiljnih incidenata

Za bolesnike/korisnike/treće strane u Europskoj uniji i zemljama s istim regulatornim režimom, ako se tijekom uporabe ovog uređaja ili kao posljedica uporabe dogodi ozbiljni incident, molimo da izvijestite proizvođača i svoje nacionalno tijelo.

POSLJEDNJA IZMJENA: 2021-05

Canada

Accu-Chek Customer Care: 1-800-363-7949
www.accu-chek.ca
Accu-Chek Soins aux Patients : 1 800 363-7949
www.accu-chek.ca

Norge
Accu-Chek Kundesenter: 21 400 100
www.accu-chek.no

Sverige
Accu-Chek Kundsupport:
Telefon: 020-41 00 42
E-post: info@accu-chek.se
www.accu-chek.se

Suomi
Asiakaspalvelupuhelin: 0800 92066 (maksuton)
www.accu-chek.fi

Finland
Kundtjänsttelefon: 0800 92066 (kostnadsfri)
www.accu-chek.fi

Polska
Obsługa klienta:
Telefon: +48 22 481 55 23
www.accu-chek.pl
Infolinia na terenie Polski: 801 080 104*
* Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora

Hrvatska
Služba podrške za korisnike:
Besplatna telefonska linija: 0800 60 00 60

	Consulter les instructions d'utilisation ou consulter les instructions d'utilisation en format électronique / Se bruksanvisningen eller den elektroniske bruksanvisningen / Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen / Katsa käyttöohjetta tai katso sähköistä käyttöohjetta / Zapoznać się z instrukcją obsługi w wersji papierowej bądź elektronicznej / Pogledajte upute za uporabu ili elektroničke upute za uporabu
	Limite de température / Temperaturbegrensning / Temperaturbegränsning / Lämpötilarajat / Dopuszczalna temperatura / Granice temperature
	Date de péremption / Utløpsdato / Använd före / Käyttävää viimeistään / Użyć przed / Upotrebljivo do
	Délai d'utilisation après ouverture : 3 mois / Holdbarhet etter åpning: 3 måneder / Hållbarhet efter bruten förpackning: 3 månader / Säilyvys avaamisen jälkeen: 3 kuukautta / Okres ważności po otwarciu: 3 miesiące / Stabilitnost nakon otvaranja: 3 mjeseca
	Tous les composants de la boîte peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Éliminez les flacons vides ou entamés conformément à la réglementation locale en vigueur. / Alle deler av pakningen kan kastes i husholdningsavfallet. Kast tomme eller delvis brukte flasker i samsvar med lokale forskrifter. / Alla delar av förpackningen kan kasseras i hushållsavfallet. Kassera tomma eller delvis använda flaskor i enlighet med lokala regelverk. / Kaikki pakkausmateriaalit voidaan hävittää talousjätteen mukana. Hävittä tyhjiä ja vajaa pullot paikallisten määräysten mukaan. / Wszystkie części składowe opakowania można wyrzucić do odpadów domowych. Opróżnione w całości lub częściowo buteleczki należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami. / Svi sastojci pakiranja mogu se odložiti s običnim kućnim otpadom. Prazne ili delimično rabljene bočice odložite u skladu s lokalnim propisima.
	Date de fabrication / Produktionsdato / Produktionsdatum / Valmistusajankohta / Data produkcji / Datum proizvodnje
	Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medicinsk utstyr til in vitro-diagnostikk / Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik / IVD-laite / Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro / In vitro dijagnostički medicinski proizvod
	Dispositif d'autodiagnostic / Utstyr til selvtesting / Produkt för självtestning / Itse suoritettavaan testaukseen tarkoitettu laite / Wyrób do samokontroli / Proizvod za samotestiranje
	Dispositif diagnostique clinique in vitro / Utstyr til pasientnær testing / Produkt för patientnära testning / Vientestauslaite / Wyrób do badań przyłózkowych / Proizvod za testiranje u blizini pacijenta
	Fabricant / Produsent / Tillverkare / Valmistaja / Wytwórca / Proizvođač
	Identifiant unique du dispositif / Unik enhets-ID / Unik produktidentifierring / Yksilöllinen laitetunniste / Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu / Jedinstveni identifikator proizvoda
	Numéro de référence / Katalognummer / Artikelnummer / Tuotenumero / Numer katalogowy / Kataloški broj
	Numéro de lot / Lotnummer / Batchkod / Eräkoodi / Kod partii / Broj lota
	Conforme aux exigences en vigueur fixées par la législation européenne / Overholder bestemmelsene i gjeldende EU-lovgivning / Uppfyller bestämmelserna i gällande EU-lagsstiftning / Sovellettavan EU-lainsäädännön mukainen / Zgodne z przepisami obowiązującego prawodawstwa UE / Ispunjava uvjete važećih propisa EU

0123

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com
Made in U.S.A.
Fabriqué aux États-Unis

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK PERFORMA, and ACCU-CHEK INFORM are trademarks of Roche.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK PERFORMA et ACCU-CHEK INFORM sont des marques de Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care
07157428061A-0521