

WSKAZANIA:

Kryteria kwalifikujące pacjenta do podłączenia Eversense

1. Cukrzyca
2. Skończone 18 lat

PRZECIWSKAZANIA:

1. Wiek poniżej 18 lat
2. Ciąża i karmienie piersią
3. Wymagane lub poddawanie się badaniom rezonansem magnetycznym. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania badania należy usunąć czujnik
4. Osoba ciężko chora lub hospitalizowana
5. Przeciwwskazania do stosowania deksametazonu oraz octanu deksametazonu
6. Przyjmowanie dożylnie mannitolu lub roztworu mannitolu

System Eversense nie był przebadany w następujących populacjach:

1. U kobiet w ciąży, kobiet karmiących
2. U osób poniżej 18 roku życia
3. U osób ciężko chorych i hospitalizowanych
4. U osób przyjmujących terapię immunosupresyjną
5. U osób poddawanych chemioterapii lub terapii antykoagulacyjnej
6. U osób ze wszczepionym defibrylatorem (dopuszczalne są bierne implanty np. stenty sercowe)
7. U osób z rozpoznanymi/stwierdzonymi alergiami

WAŻNE:

1. Zawsze należy zdjąć nadajnik przed poddaniem się badaniu RTG – zdjęcie rentgenowskie oraz TK – tomografii komputerowej
2. Duża dawka aspiryny >2000 mg może mieć wpływ na pomiar glukozy czujnika

Przed podjęciem decyzji o terapii z użyciem systemu EVERSENSE CGM należy skonsultować wskazania i przeciwwskazania z lekarzem prowadzącym.