

Lista urządzeń kompatybilnych z Aplikacją EVERSENSE CGM

iOS (8.0 i wyżej)	iPhone	5, 5S, 5C, SE, 6, 6+, 7, 7+, 8, 8+, X
	iPod Touch	5 i 6 generacji
	iPad	iPad mini (Retina), iPad Air (Retina)
Android KitKat (4.4 i wyżej)	ASUS	Nexus 7
	HTC	HTC One M8
	Huawei	Nexus 6P, P8
	LG	LG G2
		Nexus 5, G4, G5
	Motorola	Nexus 6P, Moto E
	Sony	Xperia Z3, T3, Z2, Z5 Compact, XZ
	Samsung	Galaxy S5, S6, S5 Edge, S7, S8, S8+, Note 3, Note 4, Note 8, Tab 4 7.0, J3, J3 Pro, J7, J7 Prime
	Google	Pixel and Pixel XL
TCL	Alcatel Pixi4	
Inne urządzenia	Apple Watch Series 1, 2, 3	
Języki	Angielski, Szwedzki, Niemiecki, Włoski, Holenderski, Norweski, Rumuński, Francuski, Duński, Fiński, Hiszpański, Polski, Angielski (Brytyjski)	
System zarządzania danymi Eversense		
Przeglądarki	Internet Explorer (9 i wyżej), Google Chrome (41 i wyżej), Firefox (38 i wyżej), Safari (5.0.6 i wyżej)	
Języki	Angielski, Niemiecki, Szwedzki, Norweski, Włoski, Rumuński, Holenderski, Fiński, Duński, Francuski, Polski, Hiszpański	