

Lista urządzeń mobilnych na których aplikacja mySugr łączy się z glukometrem Accu-Chek Instant:

- iPhone (od wersji 5 w górę)
- Google Nexus 4
- Google Nexus 5
- Google Nexus 6
- Google Nexus 7
- Google Pixel
- Huawei P10
- LG G4
- LG K10
- Motorola X8
- OnePlus 3
- Samsung Galaxy A8 (2018)
- Samsung Galaxy J3 (2017) Duos
- Samsung Galaxy J5 (2016)
- Samsung Galaxy J7
- Samsung Galaxy J7 (2017)
- Samsung Galaxy Note 5
- Samsung Galaxy S5
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S6 Edge
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S8 +
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy Tab A 10.1 S Pen LTE
- Samsung Galaxy Tab S 10.5
- Sony Xperia X Compact
- Sony Xperia Z3

WAŻNE! Jeśli aplikacja nie łączy się z glukometrem, najprawdopodobniej jest wymagana aktualizacja systemu operacyjnego Android do najnowszej wersji.